

## ***Actualités Audolys biologie Mars 2017***

1. Selon la Norme NF EN ISO15189 en vigueur, **Audolys Biologie est accrédité** pour plus de 50% de ses paramètres.
2. La norme nous contraint à récupérer des **renseignements cliniques** pour l'interprétation des examens biologiques. Selon la possibilité, nous vous serions très reconnaissants de les faire figurer sur votre prescription.
3. **TS** : Le temps de saignement est retiré de la NABM  
-pour son manque de sensibilité, spécificité et prédictivité, le TS n'est plus indiqué en préopératoire.  
- En cas de nécessité, l'exploration de l'hémostase primaire se réalise par le dosage du facteur VIII, du facteur de Willebrand de l'activité de la ristocétine et le test de photométrie d'agrégation plaquettaire (HAS 2011).
4. Pour les médecins réalisant des **prélèvements** sanguins, gynécologiques, cutanés... ; le laboratoire met à disposition des kits de prélèvements. Cependant nous attirons votre attention sur le respect des dates de péremption (de nouveaux kits sont fournis sur simple demande).
5. Certains paramètres sont très sensibles à l'hémolyse ou ont des délais pré-analytiques très courts (K-LDH-PSA Libre). Leur prise en charge à domicile peut s'avérer compliquée.
6. **Hémochromatose** (CSF endocrino FFAMH)  
Le diagnostic repose sur le dosage du fer sérique et la ferritinémie.  
Le test le plus sensible est l'augmentation de la saturation de la transferrine. Une augmentation > 45% nécessite un nouveau dosage et le cas échéant la recherche de la mutation C282Y. Elle représente 95% des mutations génétiques impliquées et est la seule à être prise en charge par la NABM.
7. En accord avec l'arrêté du 15/12/16, Audolys biologie est apte à réaliser des examens très rapidement (résultats en moins de 2h). Cette notion d'**urgence** doit être soit stipulée sur l'ordonnance, argumentée par des renseignements cliniques ou avoir fait l'objet d'un appel téléphonique du prescripteur au laboratoire.
8. Afin de palier les agrégats plaquettaires dûs à l'EDTA, le laboratoire a validé l'utilisation de tube **CTAD** (examen de 2<sup>ème</sup> intention). En cas de persistance sur le tube CTAD, seule une numération plaquettaire, réalisée de façon extemporanée sur le site de Longuenesse, est susceptible de limiter cette interférence.

### **9. Allergies et prescription**

Certaines analyses ne sont pas cumulables sur la même ordonnance. Les possibilités autorisées par la NABM sont :

- Soit Phadiatop
- Soit Trophatop
- Soit Phadiatop et Trophatop
- Soit 5 allergènes spécifiques (à détailler)
- Soit CLAT (liste des 30 Trophallergènes les plus courants)
- Soit CLAP (liste des 30 Pneumallergènes les plus courants)
- Soit CLAM (liste des 15 Pneumallergènes et des 15 Trophallergènes les plus courants)

En cas de non respect des préconisations de la nomenclature, nous réaliserons une adaptation de la prescription pour répondre au mieux à vos attentes